

Como utilizar os auto-injetores EpiPen® e EpiPen Jr®.

Remova o auto-injetor EpiPen® do tubo transportador e siga estes dois passos simples:

1. Azul para cima.



- Pegue com a ponta laranja voltada para baixo
- Remova o tampão de segurança puxando diretamente para cima – não dobre nem gire

2. Laranja para baixo.



- Coloque a ponta laranja no meio da parte de fora da coxa
- Agite e empurre o auto-injetor firmemente na coxa até ouvir um “clique”
- Mantenha na coxa por três segundos



Trusted for over 25 years.



Depois de utilizar a EpiPen®, deve procurar imediatamente cuidados médicos ou ir ao serviço de urgência. Durante as 48 horas seguintes, deve permanecer na proximidade de uma instituição de cuidados de saúde ou onde possa telefonar para o número de emergência (911 nos EUA).

Esteja informado. Esteja preparado.



Visite o site do consumidor da [EpiPen.ca](https://www.epipen.ca) para:

- Saber como e quando utilizar o seu auto-injetor EpiPen®
- Pedir pochetes e kits de formação **GRATUITOS** da EpiPen®, e muito mais
- Inscrever-se para receber boletins informativos e lembretes de expiração **GRATUITOS** da EpiPen®
- Ver a galeria de vídeos da EpiPen® e ler as perguntas frequentes (FAQs)

Recursos adicionais

- Food Allergy Canada: [foodallergycanada.ca](https://www.foodallergycanada.ca)
- Allergy, Asthma & Immunology Society of Ontario: [allergyasthma.on.ca](https://www.allergyasthma.on.ca)
- Allergies Québec: [allergies-alimentaires.org](https://www.allergies-alimentaires.org)
- The Association of Allergists and Immunologists of Québec: [allerg.qc.ca](https://www.allerg.qc.ca)

Os auto-injetores EpiPen® e EpiPen Jr® (epinefrina) são indicados para o tratamento de emergência de reações anafiláticas em pacientes que foram considerados como tendo um risco aumentado de anafilaxia, incluindo os indivíduos com um historial de reações anafiláticas. A seleção da concentração apropriada da dose é determinada em conformidade com o peso do paciente.

Os auto-injetores EpiPen® e EpiPen Jr® são concebidos somente como uma terapia de apoio para emergências. Não são um substituto para cuidados médicos ou hospitalares subsequentes. Depois da administração, os pacientes devem procurar imediatamente cuidados médicos ou ir ao serviço de urgência. Durante as 48 horas seguintes, os pacientes devem permanecer na proximidade de uma instituição de cuidados de saúde ou onde possam telefonar para o número de emergência (911 nos EUA). Para garantir que este produto é adequado para si, leia e siga sempre as informações indicadas no rótulo. Consulte o folheto de Informações ao consumidor na embalagem do produto para ver as advertências e precauções, efeitos secundários e instruções completas de dosagem e administração.

Este cartão de referência foi traduzido literalmente através de um APS aprovado pelo PAAB.

© 2020 Pfizer Canada ULC, Kirkland, Quebec H9J 2M5 • Número gratuito: 1-877-EPIPEN1 (1-877-374-7361)
EpiPen®, EpiPen Jr® são marcas comerciais registadas da Mylan, Inc., licenciadas exclusivamente para a sua subsidiária integral Mylan Specialty, L.P.; sublicenciada, Pfizer Canada ULC, Kirkland, Quebec H9J 2M5



PP-EPI-CAN-0261-PO



Trusted for over 25 years.