

# Come usare gli autoiniettori EpiPen® ed EpiPen Jr®

Rimuovere l'autoiniettore EpiPen® dal tubo contenitore e seguire questi due semplici passaggi:

## 1. Blu all'insù.



- Afferrare con la punta arancione rivolta all'ingiù
- Rimuovere il tappo blu di sicurezza tirando direttamente all'insù. Non piegare né torcere

## 2. Arancione alla coscia.



- Posizionare la punta arancione sul centro della parte esterna della coscia
- Conficcare con decisione l'autoiniettore nella coscia fino a sentire che "scatta"
- Tenere in posizione per 3 secondi interi



Trusted for over 25 years.



Dopo l'uso di EpiPen®, è necessario recarsi subito dal medico oppure al pronto soccorso. Per le successive 48 ore, restare in prossimità di un ospedale o di un luogo da cui si possa chiamare il pronto soccorso.

# Informatevi. Preparatevi.



## Visitare il sito per i consumatori [EpiPen.ca](https://www.epipen.ca)

- Scoprire quando e come utilizzare l'autoiniettore EpiPen®
- Ordinare **GRATUITAMENTE** marsupi EpiPen®, kit di addestramento e altro
- Registrarsi per ottenere **GRATUITAMENTE** promemoria sulla scadenza di EpiPen® e newsletter
- Sfogliare la galleria video e le domande frequenti su EpiPen®

## Altre risorse

- Food Allergy Canada: [foodallergycanada.ca](https://www.foodallergycanada.ca)
- Allergy, Asthma & Immunology Society of Ontario: [allergyasthma.on.ca](https://www.allergyasthma.on.ca)
- Allergies Québec: [allergies-alimentaires.org](https://www.allergies-alimentaires.org)
- The Association of Allergists and Immunologists of Québec: [allerg.qc.ca](https://www.allerg.qc.ca)

Gli autoiniettori di epinefrina EpiPen® ed EpiPen Jr® sono indicati nel trattamento d'emergenza delle reazioni anafilattiche nei pazienti ritenuti a maggior rischio di anafilassi, comprese persone che abbiano subito in precedenza reazioni anafilattiche. La posologia corretta è stabilita in relazione al peso corporeo del paziente.

Gli autoiniettori EpiPen® ed EpiPen Jr® sono concepiti esclusivamente per la terapia d'emergenza. Non sostituiscono le successive cure mediche od ospedaliere. Dopo la somministrazione, i pazienti devono recarsi subito dal medico o al pronto soccorso. Per le successive 48 ore, i pazienti devono restare in prossimità di un ospedale o di un luogo da cui si possa chiamare il pronto soccorso. Per assicurarsi che questo prodotto sia adatto a voi, leggere e seguire sempre le avvertenze riportate sull'etichetta. Per istruzioni complete su avvertenze e precauzioni, effetti collaterali e posologia e somministrazione, consultare il foglietto illustrativo accluso alla confezione.

Il presente foglio d'istruzioni è stato tradotto testualmente da un APS approvato dal PAAB.

© 2020 Pfizer Canada ULC, Kirkland, Quebec H9J 2M5 • Numero verde gratuito: 1-877-EPIPEN1 (1-877-374-7361) EpiPen® ed EpiPen Jr® sono marchi registrati di Mylan, Inc. concessi in licenza esclusiva alla propria filiale interamente controllata, Mylan Specialty, L.P., sub-licenziatario, Pfizer Canada ULC, Kirkland, Quebec H9J 2M5



PP-EPI-CAN-0261-IT



Trusted for over 25 years.