

Blu all'insù. Arancione alla coscia.

Come usare gli Autoiniettori EpiPen® ed EpiPen®.

Rimuovere l'autoiniettore EpiPen® dal tubo contenitore e seguire questi due semplici passaggi:



- Afferrare con la punta arancione rivolta all'ingiù
- **Rimuovere il tappo blu di sicurezza tirando direttamente all'insù. Non piegare o torcere**



- Posizionare la punta arancione sul centro della parte esterna della coscia
- **Conficcare con decisione l'autoiniettore nella coscia fino a sentire che "scatta"**
- Tenere in posizione per 3 secondi interi



Protezione automatica dell'ago

- Dopo l'iniezione, il coperchio arancione si estende automaticamente per garantire che l'ago non venga mai esposto.

Dopo l'uso di EpiPen®, è necessario recarsi subito dal medico oppure al pronto soccorso. Per le successive 48 ore, restare in prossimità di un ospedale o di un luogo da cui si possa chiamare il pronto soccorso.



Trusted for over 25 years.

Informatevi. Preparatevi.

Visitate il sito Internet **EpiPen.ca** per:

- Iscrivervi **GRATUITAMENTE** al Servizio Promemoria Scadenze
- Richiedere **GRATUITAMENTE** altri kit di addestramento EpiPen® e opuscoli informativi per familiari, amici e assistenti
- Imparare quali sono i segni e i sintomi dell'anafilassi
- Iscrivervi per ricevere periodici aggiornamenti email su nuove risorse

Informazioni e risorse supplementari

- Food Allergy Canada: foodallergycanada.ca
- Allergy Asthma Information Association: aaia.ca
- Allergy, Asthma & Immunology Society of Ontario: allergyasthma.on.ca
- Allergies Québec: allergies-alimentaires.org
- The Association of Allergists and Immunologists of Québec: allerg.qc.ca

Gli autoiniettori di epinefrina EpiPen® ed EpiPen Jr® sono indicati nel trattamento d'emergenza delle reazioni anafilattiche nei pazienti ritenuti a maggior rischio di anafilassi, comprese persone che abbiano subito in precedenza reazioni anafilattiche. La posologia corretta è stabilita in relazione al peso corporeo del paziente.

Gli autoiniettori EpiPen® ed EpiPen Jr® sono concepiti esclusivamente per la terapia d'emergenza. Non sostituiscono le successive cure mediche od ospedaliere. Dopo la somministrazione, i pazienti devono recarsi subito dal medico o al pronto soccorso. Per le successive 48 ore, i pazienti devono restare in prossimità di un ospedale o di un luogo da cui si possa chiamare il pronto soccorso. Per assicurarsi che questo prodotto sia adatto a voi, leggere e seguire sempre le avvertenze riportate sull'etichetta. Per istruzioni complete su avvertenze e precauzioni, effetti collaterali e posologia e somministrazione, consultare il foglietto illustrativo accluso alla confezione.

Il presente foglio d'istruzioni per EpiPen® è stato tradotto testualmente da un APS approvato dal PAAB.

©2018 Pfizer Canada Inc., Kirkland, Quebec H9J 2M5 • Numero verde gratuito: 1-877-EPIPEN1 (1-877-374-7361)
EpiPen® ed EpiPen Jr® sono marchi registrati di Mylan, Inc. concessi in licenza esclusiva alla propria filiale interamente controllata, Mylan Specialty, L.P., sub-licenziataria, Pfizer Canada Inc., Kirkland, Quebec H9J 2M5



MEMBER OF
INNOVATIVE MEDICINES CANADA

PP-EPI-CAN-0116



Trusted for over 25 years.