

# Anaphylaxie :

**Tout délai dans le traitement peut être fatal\***

## Sachez ce que c'est

L'anaphylaxie est une réaction allergique grave qui peut être mortelle. Elle peut être déclenchée par certains types d'aliments (p. ex., les arachides et les fruits de mer), les piqûres d'insectes, les médicaments, le latex, l'exercice et d'autres causes inconnues.

**Les symptômes suivants de l'anaphylaxie peuvent survenir quelques minutes ou plusieurs heures après l'exposition à un déclencheur de l'allergie :**

**BOUCHE** : démangeaisons, enflure des lèvres et/ou de la langue

**GORGE\*\***: démangeaisons, sensation d'oppression, de constriction, enrouement

**PEAU** : démangeaisons, urticaire, rougeur, enflure

**INTESTIN** : vomissements, diarrhée, crampes

**POUMONS\*\*** : essoufflement, toux, respiration sifflante

**CŒUR\*\*** : pouls faible, étourdissements, évanouissement

\* L'auto-injecteur EpiPen<sup>MD</sup> n'est pas indiqué pour prévenir la mortalité associée à l'anaphylaxie.

† Certains de ces symptômes peuvent être mortels. AGISSEZ RAPIDEMENT!

## Sachez quoi faire

L'épinéphrine, le médicament contenu dans l'auto-injecteur EpiPen<sup>MD</sup>, est le traitement de choix en cas de réaction allergique grave. En présence de n'importe lequel des symptômes ci-dessus, administrez EpiPen<sup>MD</sup> immédiatement.

## Mode d'emploi des EpiPen<sup>MD</sup> et EpiPen Jr<sup>MD</sup> (épinéphrine) :

1

**Bleu** vers le plafond



2

**Orange** pour l'injection.



- Saisissez l'auto-injecteur, le bout orange pointant vers le bas.
- **Enlevez le bouchon de sécurité bleu en le tirant tout droit – ne le pliez pas et ne le tordez pas.**

- Placez le bout orange contre le milieu de la cuisse externe.
- **Poussez fort contre la jambe jusqu'à ce que vous entendiez un « pop » qui signale le début de l'injection.**
- Tenez l'auto-injecteur en place pendant 3 secondes complètes.

### Couvre-aiguille intégré

Le couvre-aiguille orange s'étend automatiquement après l'injection pour couvrir l'aiguille et assurer que celle-ci n'est jamais exposée.

**Après l'administration d'EpiPen<sup>MD</sup>, vous devez consulter un médecin immédiatement ou vous rendre à l'urgence. Durant les 48 heures suivantes, vous devez demeurer à proximité d'un établissement de santé ou à un endroit d'où vous pourrez au besoin composer le 911.**

Visitez le site [EpiPen.ca/fr-ca](http://EpiPen.ca/fr-ca)

EpiPen<sup>MD</sup> et EpiPen Jr<sup>MD</sup> (épinéphrine) sont indiqués pour le traitement d'urgence des réactions anaphylactiques chez les patients qui présentent des risques accrus d'anaphylaxie, incluant les personnes ayant des antécédents en matière de réactions anaphylactiques. Le choix de la concentration appropriée est déterminé en fonction du poids du patient.

EpiPen<sup>MD</sup> et EpiPen Jr<sup>MD</sup> sont conçus comme un traitement de soutien d'urgence uniquement et non comme un remplacement de soins médicaux ou hospitaliers ultérieurs. Après l'administration, les patients doivent avoir immédiatement recours aux soins d'un médecin ou se rendre à la salle d'urgence la plus proche. Durant les 48 heures suivantes, ils doivent s'assurer de demeurer à proximité d'un établissement de santé ou d'un endroit d'où ils peuvent composer le 911. Afin de vous assurer que ce produit vous convient, veuillez toujours lire l'étiquette et suivre les instructions. Pour de l'information détaillée sur les mises en garde et précautions, les effets secondaires ainsi que la posologie et l'administration, consultez le feuillet de renseignements pour le consommateur.

Numéro sans frais : 1 877 EPIPEN1 (1 877 374-7361)



EpiPen<sup>MD</sup> and EpiPen Jr<sup>MD</sup> sont des marques déposées de Mylan Inc., utilisées avec permission par BGP Pharma ULC, une société de Viatriis. VIATRIS et VIATRIS & Design sont des marques déposées de Mylan Inc., utilisées avec permission par BGP Pharma ULC, une société de Viatriis. ©2025 Viatriis Inc. Tous droits réservés. CA-EPI-2024-00086F - NO2024

Éprouvé depuis plus de 35 ans.



[www.EpiPen.ca/fr-ca](http://www.EpiPen.ca/fr-ca)  
Scannez ici pour accéder à la vidéo sur l'utilisation d'EpiPen<sup>MD</sup>

