

Azul para cima. Laranja para baixo.

Como utilizar os auto-injetores EpiPen® e EpiPen Jr®

Remova o auto-injetor EpiPen® do tubo transportador e siga estes dois passos simples:



- Pegue com a ponta laranja voltada para baixo
- Remova o tampão de segurança puxando diretamente para cima – não dobre nem gire



- Coloque a ponta laranja no meio da parte de fora da coxa
- Agite e empurre o auto-injetor firmemente na coxa até ouvir um “clique”
- Mantenha no lugar por três segundos



Proteção de agulha incluída

- Depois da injeção, a capa laranja se expande automaticamente para assegurar que a agulha nunca fique exposta.

Depois de usar a EpiPen®, deve procurar imediatamente cuidados médicos ou ir ao serviço de urgência. Durante as 48 horas seguintes, deve permanecer na proximidade de uma instituição de cuidados de saúde ou onde possa telefonar para o 911.



Trusted for over 25 years.

Esteja informado. Esteja preparado.

Visite o site do consumidor da **EpiPen.ca** para:

- Subscrever o Serviço **GRATUITO** de Aviso de Expiração
- Pedir mais Amostras de Treino **GRATUITAS** da EpiPen® e brochuras educativas para a família, amigos e prestadores de cuidados
- Conhecer os sinais e sintomas da anafilaxia
- Inscreva-se para receber atualizações periódicas sobre novos recursos por e-mail

Informações e recursos adicionais

- Food Allergy Canada: **foodallergycanada.ca**
- Allergy Asthma Information Association: **aaia.ca**
- Allergy, Asthma & Immunology Society of Ontario: **allergyasthma.on.ca**
- Allergies Québec: **allergies-alimentaires.org**
- The Association of Allergists and Immunologists of Québec: **allerg.qc.ca**

Os Auto-injetores EpiPen® e EpiPen Jr® são indicados para o tratamento de emergência de reações anafiláticas em pacientes que foram considerados como tendo um risco aumentado de anafilaxia, incluindo os indivíduos com um historial de reações anafiláticas. A seleção da concentração apropriada da dose é determinada em conformidade com o peso do paciente.

Os Auto-injetores EpiPen® e EpiPen Jr® são concebidos somente como uma terapia de apoio para emergências. Não são um substituto para cuidados médicos ou hospitalares subsequentes. Depois da administração, os pacientes devem procurar imediatamente cuidados médicos ou ir ao serviço de urgência. Durante as 48 horas seguintes, os pacientes devem permanecer na proximidade de uma instituição de cuidados de saúde ou onde possam telefonar para o 911. Para garantir que este produto é adequado para si, leia e siga sempre o indicado no rótulo. Consulte o folheto de Informações ao Consumidor na embalagem do seu produto para ver as advertências e precauções, efeitos secundários e instruções completas de dosagem e administração.

O Cartão de Referência da EpiPen® foi traduzido literalmente através de um sistema de publicidade e promoção (APS) aprovado pelo CCPP.

© 2018 Pfizer Canada Inc., Kirkland, Quebec H9J 2M5 • Número gratuito: 1-877-EPIPEN1 (1-877-374-7361)
EpiPen®, EpiPen Jr® são marcas comerciais registadas da Mylan, Inc., licenciadas exclusivamente para a sua subsidiária integral Mylan Specialty, L.P.; sublicenciada, Pfizer Canada Inc., Kirkland, Quebec H9J 2M5



MEMBER OF
INNOVATIVE MEDICINES CANADA

PP-EPI-CAN-0116



Trusted for over 25 years.